



NEU

**SPEZIALSCHUHE
FÜR DIABETIKER
KOLLEKTION 2019**

www.nm4y.com





'It is time to move forward'

*It is time to move forward – damit ist sicherlich
die Ergänzung unserer Kollektion
Spezialschuhe für Diabetiker gemeint!*

Wir stellen Ihnen hier **17 modische Diabeterschuh-Modelle** für Damen vor. 13 Modelle aus dieser Kollektion haben unsere neue, sportliche (Sneakers) PU-Laufsohle und entsprechen damit dem aktueller Trend der Schuhbranche. Die 4 anderen Modelle sind mit einem leichtem EVA-Boden ausgestattet und diese werden von uns als **Hausschuhe** empfohlen bei der Versorgung ihrer Patienten. Beide Laufsohlen-Typen sind einfach zu verkleben und anzupassen. Auch finden Sie in diesem Katalog **13 Diabeterschuh-Modelle für Herren**.

8 Modelle aus unsere Damen-Kollektion und 8 Modelle aus unserer Herren-Kollektion sind jetzt in 2 Weiten ab Lager verfügbar!

Alle Modelle sind auch in 1/2 Größen ab Lager sofort lieferbar.

Spezialschuhe für Diabetiker
GKV-Abrechnungsfähig mit der
Hilfsmittelnpositionsnummer 31.03.08.0010

Die Hilfsmittelnummer für unsere Diabetiker-Schutz-Schuhe Pos.-Nr.: 31.03.08.0010 hat
nur Gültigkeit in Verbindung mit unserer modularen Sohlenverstärkung Art. 9114 und 9115.

7004 Ilse Lace

Größen: 3 – 9 (UK) Auch 1/2 Größen
 Leisten: N180K/M
 Laufsohle : PU Sport
 Passende Sohlenversteifungen : siehe Seite 21



- Art. 70054.2.414
- Taupe Leder mit taupe Stretchsilky-Leder
 Weite: K

K = normal
 M = weit



- Art. 70054.2.801
- Grau Fantasy Wildleder mit grau Stretchsilky-Leder
 Weiten: K/M



- Art. 70054.3.001
- Schwarz Fantasy Wildleder mit schwarzem Stretchleder
 Weite: K



- Art. 70054.2.417
- Taupe Fantasy Leder mit taupe Stretchsilky-Leder
 Weite: K

7006 Irma Lace

Größen: 3 – 9 (UK) Auch 1/2 Größen
 Leisten: N180K/M
 Laufsohle: PU Sport
 Passende Sohlenversteifungen : siehe Seite 21



- Art. 70056.2.430
- Sand Nubuk/Leder mit Sand Stretchsilky-Leder
 Weiten: K/M



K = normal
 M = weit



- Art. 70056.4.001
- Schwarz Leder / Nubuk mit schwarzem Stretchnubuk
 Weiten: K/M



- Art. 70056.3.101
- Weiss /Silver Leder mit weissem Stretchleder
 Weite: K



7102 Ilke Velcro

Größen: 3 – 9 (UK) Auch 1/2 Größen
 Leisten: N180K/M
 Laufsöhle : PU Sport
 Passende Sohlenversteifungen : siehe Seite 21

K = normal
 M = weit



Art. 70057.2.430

- Sand Leder mit Sand Stretchsilky-Leder
 Weiten: K



Art. 70057.2.417

- Taupe Fantasy Leder mit taupe Stretchsilky-Leder
 Weiten: K/M



Art. 70057.2.001

- Schwarz Leder mit schwarzem Stretchsilky-Leder
 Weiten: K/M



7000 Ingrid Velcro

Größen: 3 – 9 (UK) Auch 1/2 Größen
 Leisten: NI80K/M
 Laufsohle: PU Sport / EVA Leichtgewicht
 Passende Sohlenverstärkungen: siehe Seite 21

K = normal
 M = weit



- Art. 70053.2.001
- Schwarz Leder mit schwarzem Stretchsilky-Leder
 Weiten: K/M



- Art. 70053.2.830
- Anthrazit (grau) Leder mit anthrazit Stretchsilky-Leder
 Weiten: K/M | Laufsohle: EVA



 Hervorragend als Hausschuh geeignet!

7102 Polish Velcro

Größen: 3 – 9 (UK) Auch 1/2 Größen
 Leisten: NI80K
 Laufsohle: EVA Leichtgewicht
 Passende Sohlenverstärkungen: siehe Seite 21

K = normal



 Hervorragend als Hausschuh geeignet!

- Art. 70037.4.001
- Schwarz Leder mit schwarzem Stretchnubuk
 Weite: K



 Hervorragend als Hausschuh geeignet!

- Art. 70037.4.501
- Taupe Leder mit taupe Stretchnubuk
 Weite: K

7001 Carmen Lace

Größen: 3 – 9 (UK) Auch 1/2 Größen
 Leisten: NI80K
 Laufsohle: EVA Leichtgewicht
 Passende Sohlenverstärkungen: siehe Seite 21

K = normal



 Hervorragend als Hausschuh geeignet!

- Art. 70052.2.001
- Schwarz Leder mit schwarzem Stretchsilky-Leder
 Weite: K



7201 Isa

Größen: 3 – 9 (UK) Auch 1/2 Größen
 Leisten: N180K
 Laufsohle: PU Sport
 Passende Sohlenversteifungen: siehe Seite 21

K = normal



Art. 70059.2.002

- Schwarz Fantasy Leder mit schwarzem Stretchsilky-Leder
 Weite: K

7203 Claudia Lace (mit Reißverschluss)

Größen: 3 – 9 (UK) Auch 1/2 Größen
 Leisten: N180K/M
 Laufsohle: PU Sport
 Passende Sohlenversteifungen: siehe Seite 21

K = normal
 M = weit



Art. 70055.2.001

- Schwarz Nubuk mit schwarzem Stretchsilky-Leder
 Weiten: K/M





7504 San Francisco

Größen: 6 – 12 (UK) Auch 1/2 Größen

Leistern: N39K

Laufsohle: sportlicher Leichtgewicht EVA-Laufsohle mit Zwischensohle aus Micro-Poro.

Passende Sohlenversteifungen: siehe Seite 21

K = normal
M = weit

Art. 70206.3.331

Weiten: K

● Braun (Cognac) mit blau Leder und braun Stretchleder



Größen: 6 – 12 (UK) Auch 1/2 Größen

Leistern: N39K – N39M

Laufsohle: sportlicher Leichtgewicht EVA-Laufsohle mit Zwischensohle aus Micro-Poro.

Passende Sohlenversteifungen: siehe Seite 21

Art. 70206.2.227

Weiten: K/M

● Dunkelblau Nubuk mit schwarzem Leder und Stretchsily-Leder in blau.



7700 Brave Lace

Größen: 6 – 12 (UK) Auch 1/2 Größen

Leistern: N39K – N39M

Laufsohle: sportlicher Leichtgewicht EVA-Laufsohle mit Zwischensohle aus Micro-Poro.

Passende Sohlenversteifungen: siehe Seite 21

K = normal
M = weit

Art. 70207.2.815

Weiten: K/M

● Grau Nubuk mit Stretchsily-Leder in grau.



7700 Brave Velcro

Größen: 6 – 12 (UK) Auch 1/2 Größen

Leistern: N39K – N39M

Laufsohle: sportlicher Leichtgewicht EVA-Laufsohle mit Zwischensohle aus Micro-Poro.

Passende Sohlenversteifungen: siehe Seite 21

K = normal
M = weit

Art. 70208.2.001

Weiten: K/M

● Schwarz Nubuk mit schwarzem Stretchsily-Leder





7701 Challenger (mit Reißverschluss)

Größen: 6 – 12 (UK) Auch 1/2 Größen
 Leisten: N39K Laufsohle: sportlicher Leichtgewicht EVA-Laufsohle mit Zwischensohle aus Micro-Poro.
 Passende Sohlenversteifungen: siehe Seite 21

K = normal

Art. 70205.2.292

Weite: K

- Dunkelblau Nubuk mit grau Nubuk und Stretchsilky-Leder in blau



7702 Traveller Lace (mit Reißverschluss)

Größen: 6 – 12 (UK) Auch 1/2 Größen
 Leisten: N39K
 Laufsohle: sportlicher Leichtgewicht EVA-Laufsohle mit Zwischensohle aus Micro-Poro.
 Passende Sohlenversteifungen: siehe Seite 21

K = normal

Art. 70209.2.001

Weite: K

- Schwarz Nubuk/Leder mit schwarz Stretchilky-Leder





7503 Sailor Lace

Größen: 6 – 12 (UK) Auch 1/2 Größen
 Leisten: N39K – N39M
 Laufsohle : PU
 Passende Sohlenverstärkungen : siehe Seite 21

K = normal
 M = weit

Art. 70200.2.801

Weiten: K/M

- Grau Leder mit grau Stretchsilky-Leder



7503 Sailor Velcro

Größen: 6 – 12 (UK) Auch 1/2 Größen
 Leisten: N39K – N39M
 Laufsohle : PU
 Passende Sohlenverstärkungen : siehe Seite 21

Art. 70201.2.301
 Weiten: K/M

- Braun Leder mit braun Stretchsilky-Leder



7501 Orlando Lace

Größen: 6 – 12 (UK) Auch 1/2 Größen
 Leisten: N39K - N39M
 Laufsohle : PU
 Passende Sohlenverstärkunge : siehe Seite 21

K = normal
 M = weit

Art. 70202.3.001

Weiten: K/M

- Schwarz Leder mit schwarzem Stretchleder



7501 Orlando Velcro

Größen: 6 – 12 (UK) Auch 1/2 Größen
 Leisten: N39K - N39M
 Laufsohle : PU
 Passende Sohlenverstärkungen : siehe Seite 21

Art. 70203.3.001
 Weiten: K/M

- Schwarz Leder mit schwarzem Stretchleder





7602 Olav Velcro

Größen: 6 – 12 (UK) Auch 1/2 Größen
 Leisten: N39M Laufsohle: PU
 Passende Sohlenversteifungen: siehe Seite 21

M = weit

Art. 70204.3.001
 Weite: M

- Schwarz Leder mit schwarzem Stretchleder



7508 Stone Velcro

Größen: 6 – 12 (UK) Auch 1/2 Größen
 Leisten: N39K Laufsohle: PU
 Passende Sohlenversteifungen : siehe Seite 21

K = normal

Art. 70041.2.301
 Weite: K

- Braun Leder mit braun Stretchnubuk



7600 Tough Velcro

Größen: 6 – 12 (UK) Auch 1/2 Größen
 Leisten: N39K Laufsohle: PU
 Passende Sohlenversteifungen : siehe Seite 21

K = normal

Art. 70047.2.001
 Weite: K

- Schwarz Leder mit schwarzem Stretchilky-Leder



NIMCO Made4You

Spezialschuhe für Diabetiker

Nimco Made4You produziert und vertreibt Spezialschuhe in unterschiedliche Ausführungen und für mehrere Indikationsbereiche. Unser Ziel ist, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Füße zu gewährleisten. Die Herstellung von Schuhen mit perfekter Passform ist unsere Motivation, um so einen Beitrag zu einer besseren Mobilität für unsere Kunden zu leisten. Dies wird zu einer besseren Lebensqualität führen. Eine wichtige Voraussetzung, um dieses zu verfolgen ist die Verbindung zwischen unserem Unternehmen, unserer Mitarbeiter und unserer Kunden!

Nimco Made4You weiß wie man geht!

Mit mehr als hundert Jahren Erfahrung (1904), sind wir stolz sagen zu können, dass wir wesentliche Erfahrung beim Verkauf und der Produktion von Schuhen haben. Unsere Produktionsabteilung arbeitet mit erfahrenen und ausgebildeten Orthopädie-Schulhechtnikern. Unser Werk – Nimco Portugal – liegt im Zentrum der portugiesischen Schuhindustrie. Hier legen wir großen Wert auf die Fortbildung unserer Mitarbeiter, um unsere hohen Qualitätsansprüche zu gewährleisten. Nimco Made4You Portugal ist ein von APCER zertifiziertes Unternehmen. Die ISO-9001 Qualitätszertifizierung, ISO-14001 Umweltschutz-Sicherung und ISO-18001 Hygiene- und Arbeitsschutz-Sicherung gehören zu unseren Normen. Unsere Produktion ist konform mit der Norm und stimmt mit den EU-Richtlinien überein. Als Firmengruppe ist Nimco Made4You schon seit Jahren ISO-9001 zertifiziert und führend bei der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von orthopädischen- und Spezialschuhen.

Besonderheiten:

- vielfältige Modellauswahl – ab Lager lieferbar;
 - mehrere Weiten – neben die Standard Weite K sind auch 8 Damen-Modelle und 8 Herren-Modelle in eine M-Weite lieferbar.
 - ideale Passform – alle Schuhe werden **eigens entwickelte Naturform Leisten gebaut.**
- In der Ferse haben wir die Form des Leistens einem schlankeren Rückfuß angepasst um den Schlupfeffekt zu vermeiden und so eine optimale Passform zu erzielen.
- herausnehmbares Kork/Leder Fußbett und ein Platzhalter aus Kork.
 - separater Verstärkungssohlen auf Wunsch lieferbar – also nicht fest im Schuh integriert.
 - spezielles Diabetikerfüßler – atmungsaktiv, waschbar und hautfreundlich.
 - Xsensible-Inside-Stretchleder – zum optimalem Komfort!
 - spezielles Diabetikerfüßler – atmungsaktiv, waschbar und hautfreundlich.
 - Ausreichend Platz für individuelle Einlagen-Versorgung bzw. Diabetes adaptiertes Fußbett (noMM) – auf Wunsch können die Schuhe mit extra Raum für die Bettung ausgerüstet werden. (Sonderanfertigung)

Indikationsbereiche:

Diabetische Polyneuropathie mit ausgeprägter Neuropathie (Sensibilitätsverlust) und ausgeprägter Angiopathie (Durchblutungsstörungen), verbunden mit bereits vorhandenen oder abgeheilten Ulcera und/oder sonstigen mechanischen Irritationen, die zu regionalen Druckschmerzen führen.



Sohlenverstärkungen VIPREX®

Bitte geben Sie die gewünschte Größe bei Ihrer Schuhbestellung an und fordern Sie die **Verarbeitungsanleitung** mit Passgenaue Verstärkungssohle aus innovativem Glasfaser-Polypropylen. Extrem geringe Materialstärke bei höchster Steifigkeit dank neuester Entwicklung. Einfach und Gesundheit schonend in der Verarbeitung.

Erhältliche Größen:

Damen I	Art. 9114/1 für Schuhgröße 3 – 4,5
Damen II	Art. 9114/2 für Schuhgröße 5 – 7,5
Damen III	Art. 9114/3 für Schuhgröße 8 – 9,5
Herrn I	Art. 9115/1 für Schuhgröße 6 – 7,5
Herrn II	Art. 9115/2 für Schuhgröße 8 – 10,5
Herrn III	Art. 9115/3 für Schuhgröße 11 – 12,5

Tipp: Um bei den Damenschuhen eine noch festere Sohlenverstärkung zu erzielen, verwenden Sie eine Herren-Verstärkungssohle. Diese hat eine höhere Steifigkeit.

Hinweis: Beachten Sie bei allen unseren Diabetiker-Schutzschuhmodellen, die HMI/Nr.: 31.03.08.0010 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit der oben genannten Verstärkungssohle!

Die Hilfsmitelnummer für unsere Diabetiker-Schutz-Schuhe Pos.-Nr.: 31.03.08.0010 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit unserer modularen Sohlenverstärkung Art. 9114 und 9115.



‘Xsensible Inside’ Stretchleder

Die Vorteile und Eigenschaften:

- Die Technologie sorgt dafür, dass sich das Leder 70% in der Breite, aber nur 30% in der Länge dehnt. Tests haben gezeigt, dass das Leder auch nach 500.000 Schritten immer wieder in seine ursprüngliche Form zurückkehrt.
- Die oberste Schicht ist aus echtem Leder und die unteren Schichten sind aus Lycra aufgebaut mit einem natürlichen Latex-Schaum-Material dazwischen.
- Alle Schuhe aus dieser Katalog sind mit dieser Xsensible-Inside-Technologie ausgerüstet, sind extrem dehnfähig und passen sich individuell Ihrem Fuß an.
- Xsensible-Inside Stretchleder hat die besondere Eigenschaft das dieses Material atmungsaktiv ist und für ein optimales Fußklima sorgt.



Maß Tabelle für Damenleisten N180K (normal)

Größe	1	2	3	4	5	6	7	8
3	235,1	88,1	224,8	228,3	304,8	20,7	23,8	15,7
3 1/2	239,3	89,2	228,0	231,5	309,9	21,1	24,1	15,9
4	243,5	90,2	231,2	234,7	314,9	21,4	24,4	16,1
4 1/2	247,8	91,3	234,3	237,8	320,0	21,7	24,7	16,3
5	252,0	92,3	237,5	241,0	325,0	22,0	25,0	16,5
5 1/2	256,2	93,4	240,7	244,2	330,1	22,3	25,3	16,7
6	260,5	94,5	243,9	247,4	335,1	22,6	25,6	16,9
6 1/2	264,7	95,5	247,0	250,5	340,2	22,9	25,9	17,1
7	268,9	96,6	250,2	253,7	345,2	23,3	26,2	17,3
7 1/2	273,2	97,6	253,4	256,9	350,3	23,6	26,5	17,5
8	277,4	98,7	256,6	260,1	355,3	23,9	26,8	17,7
8 1/2	281,6	99,8	259,7	263,2	360,4	24,2	27,1	17,9
9	285,8	100,8	262,9	266,4	365,4	24,5	27,5	18,1

Alle Angaben sind in MM. Die Daten aus dieser Tabelle sind als "netto" zu betrachten - ohne Stärke der Bettung. Die Schuhe haben einen Belastungsstärke von ztko 10MM. Der Ballenmass / Spannmass / Ferse mass ist beim Schuhe also 20MM mehr als in der Tabelle angegeben.

Maß Tabelle für Damenleisten N180M (weit)

Größe	1	2	3	4	5	6	7	8
3	235,1	91,4	234,8	238,3	314,8	21,7	23,8	15,7
3 1/2	239,3	92,5	238,0	241,5	319,9	22,1	24,1	15,9
4	243,5	93,5	241,2	244,7	324,9	22,4	24,4	16,1
4 1/2	247,8	94,6	244,3	247,8	330,0	22,7	24,7	16,3
5	252,0	95,7	247,5	251,0	335,0	23,0	25,0	16,5
5 1/2	256,2	96,7	250,7	254,2	340,1	23,3	25,3	16,7
6	260,5	97,8	253,9	257,4	345,1	23,6	25,6	16,9
6 1/2	264,7	98,8	257,0	260,5	350,2	23,9	25,9	17,1
7	268,9	99,9	260,2	263,7	355,2	24,3	26,2	17,3
7 1/2	273,2	101,0	263,4	266,9	360,3	24,6	26,5	17,5
8	277,4	102,0	266,6	270,1	365,3	24,9	26,8	17,7
8 1/2	281,6	103,1	269,7	273,2	370,4	25,2	27,1	17,9
9	285,8	104,1	272,9	276,4	375,4	25,5	27,5	18,1

Alle Angaben sind in MM. Die Daten aus dieser Tabelle sind als "netto" zu betrachten - ohne Stärke der Bettung. Die Schuhe haben einen Belastungsstärke von ztko 10MM. Der Ballenmass / Spannmass / Ferse mass ist beim Schuhe also 20MM mehr als in der Tabelle angegeben.

Maß Tabelle für Herrenleisten N39K (normal)

Größe	1	2	3	4	5	6	7	8
6	262,6	99,3	240,8	246,8	344,8	23,7	23,8	9,8
6 1/2	266,8	100,3	244,0	250,0	349,9	24,1	24,1	9,9
7	271,0	101,4	247,2	253,2	354,9	24,4	24,4	10,1
7 1/2	275,3	102,4	250,3	256,3	360,0	24,7	24,7	10,2
8	279,5	103,5	253,5	259,5	365,0	25,0	25,0	10,3
8 1/2	283,7	104,6	256,7	262,7	370,1	25,3	25,3	10,4
9	288,0	105,6	259,9	265,9	375,1	25,6	25,6	10,5
9 1/2	292,2	106,7	263,0	269,0	380,2	25,9	25,9	10,7
10	296,4	107,7	266,2	272,2	385,2	26,3	26,2	10,8
10 1/2	300,7	108,8	269,4	275,4	390,3	26,6	26,5	10,9
11	304,9	109,9	272,6	278,6	395,3	26,9	26,8	11,0
11 1/2	309,1	110,9	275,7	281,8	400,4	27,2	27,1	11,1
12	313,3	112,0	278,9	285,0	405,4	27,5	27,4	11,2

Alle Angaben sind in MM. Die Daten aus dieser Tabelle sind als "netto" zu betrachten - ohne Stärke der Bettung. Die Schuhe haben einen Belastungsstärke von ztko 10MM. Der Ballenmass / Spannmass / Ferse mass ist beim Schuhe also 20MM mehr als in der Tabelle angegeben.


Maß Tabelle für Herrenleisten N39M (weit)

N39M	1	2	3	4	5	6	7	8
6	262,6	102,6	250,8	256,8	354,8	24,7	23,8	9,8
6,5	266,8	103,7	254,0	260,0	359,9	25,1	24,1	9,9
7	271,0	104,7	257,2	263,2	364,9	25,4	24,4	10,1
7,5	275,3	105,8	260,3	266,3	370,0	25,7	24,7	10,2
8	279,5	106,8	263,5	269,5	375,0	26,0	25,0	10,3
8,5	283,7	107,9	266,7	272,7	380,1	26,3	25,3	10,4
9	288,0	109,0	269,9	275,9	385,1	26,6	25,6	10,5
9,5	292,2	110,0	273,0	279,0	390,2	26,9	25,9	10,7
10	296,4	111,1	276,2	282,2	395,2	27,3	26,2	10,8
10,5	300,7	112,1	279,4	285,4	400,3	27,6	26,5	10,9
11	304,9	113,2	282,6	288,6	405,3	27,9	26,8	11,0
11,5	309,1	114,3	285,7	291,7	410,4	28,2	27,1	11,1
12	313,3	115,3	288,9	294,9	415,4	28,5	27,4	11,2

Massangaben sind netto - ohne Einlagenstärke!



- 1 Länge der Brandsohle
- 2 Breite am Ballen
- 3 Ballenmaß
- 4 Spannmaß
- 5 Ferse nmaß
- 6 Zehenhöhe
- 7 Ferse nsprengung
- 8 Zehensprengung



*Passionate
about your
feet.*

WWW.NM4Y.COM

Kundenservice

+31 (0)24 684 80 90

Nimco Made4You, B.V.

Oude Kleefsebaan, 119

6572 AK Berg en Dal | The Netherlands

Tel.: +31 (0)24 684 80 90

Email: sales@nm4y.com

Medizinproduktberater:

Herr O.J.A. Toornend (OSM) Herr F.H.T. Kruitwagen

Email: f.kruitwagen@nm4y.com

NM4Y is a registered trademark. © All rights reserved